2023.2.13

14.2x21cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MASAJEADOR DE PIES

LH2488



Gracias por comprar este producto LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de su uso.

MASAJE DE PIES PARA USO DOMÉSTICO

Terapia podal doméstica para el cuidado de la salud

Hoy en día, la reflexología podal se está convirtiendo en una tendencia popular en el cuidado de la salud. La medicina china propone la idea de que los órganos internos y las piernas tienen una relación entre sí. Solo el tobillo humano tiene más de 60 puntos, y el cuidado de los pies en estos puntos promoverá el flujo sanguíneo y calentará los órganos. Tratar los pies antes de dormir puede ayudar a aliviar la fatiga, calmar los nervios y permitir un sueño reparador.

TEORÍA DEL PRODUCTO DEL MASAJEADOR DE PIES

La reflexología se basa en la medicina tradicional, la ciencia de los meridianos, la ciencia magnética y la ley de la salud de la reflexología. Es una integración de la tecnología electrónica moderna y los logros de la investigación médica.

Principios del reflejo neural

El reflejo es una reacción humana a los estímulos externos. Los tejidos corporales y órganos anormales provocarán problemas en los pies en los puntos reflejos: burbujas de aire, gránulos arenosos, endurecimientos en forma de barra, pequeños nódulos, etc. Cuando masajea estos puntos reflejos, sentirá sensibilidad o dolor. El dolor se transmite desde el nervio aferente al sistema nervioso central, que envía una serie de impulsos nerviosos a los tejidos y órganos del cuerpo. Esto da lugar a una regulación humoral y aumenta la capacidad potencial del organismo para ajustarse a los desequilibrios corporales.

Los meridianos son la teoría principal de la medicina china.


Se remonta a hace cinco mil años, a los registros del “Canon Interno del Emperador Amarillo”, donde se afirma que el masaje de pies puede hacer que una persona esté sana. El meridiano es un “canal” y, si está bloqueado, puede hacer que una persona se sienta incómoda. La línea del meridiano conecta los puntos reflejos de los pies y, cuando se masajea, estimula la circulación.

NOTA
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

ATENCIÓN:

“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”
Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: ZGA CO., LTD



Nota:
Al utilizar el producto, la pantalla debe colocarse orientada hacia usted.
Si el pie no está en la posición correcta, puede sentir molestias o dolor.
Es normal sentir un ligero dolor durante el masaje.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DEL MASAJEADOR DE PIES

1. Masaje completo, con énfasis en los puntos clave.
2. Estimulación simultánea de pares de puntos en ambos pies.
3. Los “puntos de acupuntura sintomáticos” permiten un masaje de pies personalizado.
4. Fácil de usar.
5. La exclusiva forma convexa-cóncava y su diseño permiten una distribución de puntos perfectamente adaptada a la estructura del pie humano y siguen los puntos de acupuntura.
6. El control por microordenador (con una potencia de solo 40 W) es eficiente energéticamente, fiable y duradero.
7. Puede ajustarse en cualquier momento para adaptarse a las preferencias personales de velocidad y dirección.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Masaje para el cuidado de la salud en el hogar, la oficina o momentos de ocio, ayudando a aliviar la fatiga.
2. Tratamiento de rehabilitación para afecciones como dolores de cabeza, migrañas, cefaleas, dolor de cuello y hombros, dolor de estómago, fatiga, presión arterial anormal, estreñimiento, pérdida de peso, desintoxicación, falta de sueño, insomnio, resfriados, estrés, dismenorrea, menopausia, menstruación irregular, infertilidad, etc.

VALOR DEL PRODUCTO

1. Experimente un masaje de pies biomimético 3D humanizado.
2. Beneficios económicos: 15 minutos de reflexología (40 vatios, media hora al día, solo 0,02 kWh de consumo).
3. El automasaje de pies mejora la calidad de vida y fortalece el cuerpo.
4. Baja inversión y alto rendimiento. Los pares de puntos de ambos pies pueden masajearse simultáneamente, con doble canal y doble intensidad.

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

1. ¿Cuándo no debo usar el masajeador de pies?

No masajee sus pies 30 minutos antes de una comida ni 1 hora después de una comida. El tratamiento de los pies antes y después de las comidas dificulta la digestión.

2. ¿Cuánto tiempo es adecuado para un masaje de pies?

Se recomienda que un masaje de pies dure 30 minutos.

3. ¿Qué debo hacer después de un masaje de pies?

Debe beber una taza de agua tibia dentro de los 30 minutos posteriores al masaje para permitir que el qi y la sangre fluyan. Evite el té, el vino y otras bebidas.

4. ¿Cuáles son los beneficios estéticos?

Los masajes de pies estimulan indirectamente las glándulas suprarrenales y la liberación de hormonas. Esto, a su vez, aumenta la vitalidad de la piel, acelera el metabolismo y reduce la pigmentación.

PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES


Alimentación eléctrica: 110V–240V / 50Hz–60Hz
Consumo de energía: 40 W
Tiempo: 15 minutos
Temperatura de almacenamiento: -15°C ~ +40°C
Temperatura de funcionamiento: +10°C ~ +85°C

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar la máquina de masaje.
2. No utilice benceno, disolvente ni otros productos corrosivos.
3. No limpie con un paño húmedo ni con alcohol. Utilice un paño de algodón seco.
4. Si la máquina no va a utilizarse durante un largo período de tiempo, enrolle el cable de alimentación de CA del masajeador y guárdelo en un entorno limpio y seco.
5. No almacene el equipo en lugares con altas temperaturas, llamas abiertas o luz solar directa.
6. Utilice el equipo con cuidado; evite dejarlo caer, someterlo a presión excesiva, golpes o impactos fuertes.

APÉNDICE

Diagrama de reflexología.



ATENCIÓN

1. Asegúrese de que los voltajes sean compatibles. No utilice las manos mojadas para conectar la alimentación. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
2. No utilice el masajeador en áreas con poca ventilación, como debajo de mantas o cubierto por una almohada o una manta. Esto puede causar sobrecalentamiento.
3. Utilícelo únicamente en interiores. No lo use en el baño.
4. No se siente sobre el masajeador ni ejerza demasiada presión sobre él al pisarlo.
5. No introduzca objetos en el masajeador.
6. No lo utilice si el masajeador o los cables están dañados.
7. No utilice el masajeador con los pies mojados.
8. No lo utilice si usted es o padece alguna de las siguientes condiciones: pacientes con cáncer, osteoporosis, fiebre alta, alteraciones de la conciencia, epilepsia eritematosa, tumores malignos, tuberculosis activa, disfunción cardíaca grave, pacientes portadores de dispositivos electrónicos implantados, trastornos hemorrágicos, mujeres embarazadas o personas con constitución alérgica.
9. No lo utilice simultáneamente con los siguientes dispositivos médicos electrónicos:

- Marcapasos cardíacos y otros dispositivos médicos electrónicos implantados.
- Equipos médicos de soporte vital para corazón y pulmones, y otros equipos similares.
- Escáneres médicos de ECG (electrocardiograma) y otros dispositivos electrónicos.

¿Cuáles son los resultados del masajeador de pies?

Después de 5-10 sesiones de tratamiento, el cuerpo humano debería experimentar lo siguiente:

1. Mejora del sueño. Dormir permite la regeneración del cuerpo.
2. Aumento de la sudoración. La sudoración ayuda a eliminar toxinas y favorece los procesos metabólicos.
3. Mejora en la maduración.
4. Aumento de la frecuencia de las deposiciones para eliminar toxinas y enfermedades causadas por una deficiencia de qi y circulación sanguínea.
5. El dolor de espalda y hombros puede aumentar durante los primeros días, pero disminuirá gradualmente como respuesta al aumento de la circulación sanguínea.
6. Algunos pacientes pueden experimentar hinchazón, especialmente si padecen trastornos linfáticos. Continúe con el masaje hasta que los fluidos corporales se normalicen y la hinchazón desaparezca de forma natural.
7. Sensación de calor debido al masaje de los ganglios linfáticos.
8. Respuesta refleja a la presión o aumento de las molestias en los órganos durante los primeros días. La continuación del masaje dará lugar a la eliminación progresiva de estas afecciones.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE MASAJE PARA PIES

1. Descripción general

El masaje de pies se basa en la medicina tradicional, la teoría de los meridianos, la ciencia magnética y la teoría de las zonas reflejas para la salud, integrando los avances de la tecnología electrónica moderna y la investigación médica.

2. Procedimientos

MODO NORMAL

1). “Configuración automática”: configuración automática con 4 programas que incluyen diferentes velocidades, direcciones y tiempos. Se selecciona pulsando el botón “Auto”.

2). “Configuración personalizada”: configuración personalizada con 3 programas que incluyen diferentes velocidades, direcciones y tiempos. Se selecciona pulsando el botón “Custom”.

3). “Programa manual”: pulse el botón “Manual” para acceder al modo manual. Ajuste la velocidad (flechas arriba y abajo de “Speed”) y la dirección (flechas arriba y abajo de “Turn”).

MODO CALOR

1). “Configuración automática”: configuración automática con 4 programas que incluyen diferentes velocidades, direcciones y tiempos. Se selecciona pulsando el botón “Auto”.

2). “Función de calefacción”: pulse el botón “Heating” para activar o desactivar la función de calor.

3). “Programa manual”: pulse el botón “Manual” para acceder al modo manual. Ajuste la velocidad (flechas arriba y abajo de “Speed”) y la dirección (flechas arriba y abajo de “Turn”).

Nota:
Cada ciclo de masaje está configurado automáticamente en 15 minutos. Repita el ciclo para obtener un masaje de 30 minutos.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1). Conecte la alimentación eléctrica.

2). Pulse el botón “Switch” para encender el equipo.

3). Configure el masaje seleccionando el ajuste deseado.

4). Apague la máquina.

El masajeador se apagará automáticamente cuando finalice el masaje. Durante el masaje, pulse el botón “On/Off” para detener el funcionamiento del masajeador.

Nota: *NUNCA desconecte el enchufe directamente mientras el equipo esté en uso. Desconecte el cable de alimentación únicamente después de apagar el aparato.*

Para las personas cuyos pies son sensibles a los nodos de masaje, el masajeador puede resultar un poco intenso al principio.

Sugerimos levantar ligeramente los pies durante las primeras sesiones; gradualmente, los pies se adaptarán al masajeador después de varios usos.

Estamos seguros de que finalmente le encantará.